

Erlenmeyerkolben Nalgene®; PC, mit Schraubverschluss

Graduiert. Mit PP-Schraubverschluss. Autoklavierbar.

Verliert jedoch nach mehrmaligen Autoklavieren die mechanische Festigkeit. Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben.

Nennvolumen ml	Ø Hals mm	Ø Boden mm	Höhe mm	Verschlussgröße mm	Farbe	Material	Autoklavierbar	Menge pro VE	Bestell Nr.
125	37	67	119	33	klar	PC	Ja	1	9.141 403
250	42	83	138	38	klar	PC	Ja	1	9.141 404
500	47	102	179	43	klar	PC	Ja	1	9.141 405

Alternativen:

Erlenmeyerkolben, DURAN®, mit Schraubverschluß

Erlenmeyerkolben Nalgene™, PMP