

Biosart[®] 100-Nährmedien

Flüssigährmedien, steril abgefüllt in 2,5 ml Kunststoffampullen.

Typ	Für	Menge pro VE	Bestell Nr.
Caso nach USP	Koloniezahl	50	9.049 325
R2A	Koloniezahl	50	9.049 327
Orangenserum	säuretolerante Keime	50	9.049 328
Endo	E. Coli / Coliforme	50	9.049 331
m-FC	E. Coli / Coliforme	50	9.049 332
Azid/KF Strep.	Streptokokken	50	9.049 334
Cetrimid nach USP	Ps. aeruginosa	50	9.049 335
Sabouraud	Hefen/Schimmelpilze	50	9.049 336
m-Grün selektiv	Hefen/Schimmelpilze	50	6.253 621
Standard TTC	Gesamtkeimzahl	50	6.283 917
Wallerstein Differential / WL Differential	Bakterien im Fermentationsprozessen	50	9.049 330
Tergitol TTC	E. Coli / Coliforme	50	9.049 333
m-Grün Hefen und Schimmelpilze	Hefen/Schimmelpilze	50	9.049 337

Zubehör:

Membranfilter Typ 130, Cellulosenitrat
Membranfilter Typ 138, Cellulosenitrat
Membranfilter Typ 139, Cellulosenitrat
Nürkartonscheiben