

# Mikrobiologische Sicherheitswerkbank SafeFAST Premium, Klasse II

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank mit vertikalem Laminar-Flow-System bieten höchsten Schutz von Personal, Produkten und Umwelt beim Umgang mit pathogenen Schadstoffen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Mikrobiologie, Zellkultur und Molekularbiologie. Die Sicherheitswerkbank können alle Funktionen und Sicherheitsarmsysteme vollautomatisch überwachen und sind mit einem Mikroprozessor-gesteuertem Aufzeichnungssystem ausgestattet.

- Niedriger Energieverbrauch und Geräuschpegel
- Steuerbarer Energy Safe Mode
- Ergonomisches Design
- Aufklappbare motorisierte Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- Stahlgehäuse mit antibakterieller Alesta<sup>®</sup> AM Pulverbeschichtung
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit benutzerfreundlichem Bedienfeld
- Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung
- Selbstregelndes Doppel-Zentrifugalgebläse
- Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Typ	Breite außen mm	Tiefe außen mm	Höhe außen mm	Abmessung außen (BxTxH)	Breite innen mm	Tiefe innen mm
SafeFAST Premium 209	1045	855	1500	1.045 x 855 x 1.500 mm	887	580
SafeFAST Premium 212	1350	855	1500	1.350 x 855 x 1.500 mm	1192	580
SafeFAST Premium 215	1655	855	1500	1.655 x 855 x 1.500 mm	1497	580
SafeFAST Premium 218	1960	855	1500	1.960 x 855 x 1.500 mm	1802	580

## Zubehör:

- Medienanschlüsse für Chemikalien-Laborabzüge ChemFAST Elite und Werkbänke
- Zusätzliche Steckdosen für Werkbänke
- Spannungsfreier Kontakt für Sicherheitswerkbenke SafeFAST und CytoFAST
- Armauflagen für Sicherheitswerkbenke SafeFAST und CytoFAST
- Untergestelle für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Elektrische Untergestelle für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Teleskopverlängerungen für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Magnetischer Fußstützbügel für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Zusätzliche Datensteckdosen für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Vorfilter für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Zusätzlicher interner Abluft-HEPA-Filter für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Geschlossene Edelstahl-Seitenwände für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Pulverwägestation für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Unterschrank für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Touchscreen-Steuerung für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- UV-Lampen für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Abluftkohlefilter für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Zusätzlicher HEPA-Filter für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Begasungsanschlüsse für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Dekontaminationsaufsätze für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Geschlossene Edelstahlplatte für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Rückschlagventil für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Abluftanschlüsse für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Hängestangen mit Haken für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Abdichtungssatz für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Dichtungssatz für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Elektrische Untergestelle mit Rollen für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium
- Untergestelle mit Rollen für mikrobiologische Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium