

# Zytostatika-Sicherheitswerkbank; nke CytoFAST Premium, Klasse II

- Selbstregelndes DC-Gebläse
- Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Typ	Breite außen mm	Tiefe außen mm	Höhe außen mm	Abmessung außen (BxTxH)	Breite innen mm	Tiefe innen mm
CytoFAST Premium 209	1045	855	2345	1.045 x 855 x 2.345 mm	887	580
CytoFAST Premium 212	1350	855	2345	1.350 x 855 x 2.345 mm	1192	580
CytoFAST Premium 215	1655	855	2345	1.655 x 855 x 2.345 mm	1497	580
CytoFAST Premium 218	1960	855	2345	1.960 x 855 x 2.345 mm	1802	580

## Zubehör:

- Medienanschlüsse für Chemikalien-Laborabzüge ChemFAST Elite und Werkbänke
- Spannungsfreier Kontakt für Sicherheitswerkbenke SafeFAST und CytoFAST
- Armauflagen für Sicherheitswerkbenke SafeFAST und CytoFAST
- Abluftkohlefilter für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- UV-Lampen für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Touchscreen-Steuerung für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Zusätzlicher HEPA-Filter für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Begasungsanschlüsse für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Dekontaminationsaufsätze für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Geschlossene Edelstahlplatte für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Rückschlagventil für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Abluftanschlüsse für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Hängestangen mit Haken für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Abdichtungssatz für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Dichtungssatz für Sicherheitswerkbenke SafeFAST Premium und CytoFAST
- Zusätzliche Steckdosen für Zytostatika-Sicherheitswerkbenke CytoFAST
- Zusätzliche Datensteckdosen für Zytostatika-Sicherheitswerkbenke CytoFAST
- Hauptfilterschutz für Zytostatika-Sicherheitswerkbenke CytoFAST
- HEPA-Filter-Austausch für Zytostatika-Sicherheitswerkbenke CytoFAST
- Zusätzlicher HEPA-Innenfilter für Zytostatika-Sicherheitswerkbenke CytoFAST
- Pulverwägestation für Zytostatika-Sicherheitswerkbenke CytoFAST
- Unterschrank für Zytostatika-Sicherheitswerkbenke CytoFAST